

日本光電 カルジオライフ

AED-9200

始めから一般市民の為に作られたAED.....

操作の手順はステップ毎に一つ一つ音声で指示

滅多に使うものではない事を予め想定した新しい世代のAEDです



### 1. ふたを開ける

ふたを開けると自動的に電源が入り、音声メッセージが流れます。メッセージに従って操作をするだけ。



### 2. 電極を貼る

本体内にある電極を取り出して開封し、電極に書いてある絵の通りに電極を貼ります。電極を貼ると自動的に心電図を解析します。



### 3. 「レスキューボタン」を押す

電気ショックが必要な心電図の場合のみ、放電するための電気が充電されます。充電が終わると「ボタン」が点滅。点滅しているボタンを押すと電気ショックが流れます。

お問い合わせは  
日本光電工業株式会社 AED専用フリーダイヤル  
0120-70-1699  
Webサイトもご覧下さい。。。  
<http://www.nihonkohden.co.jp/>

## 心肺蘇生法/AED講習をうけましょう！

AEDは一般の方が使用しやすいように工夫されていますが、一度講習会で体験していただくといざというときに役に立ちます。

講習会のお問い合わせは下記まで

厚生労働科学研究費(1116-心筋-02)一院外心停止者の救命率向上に対する自動体外式除細動器を用いた心肺蘇生法の普及とエビデンス確立のためのウツタイン様式を用いた大規模臨床研究(J-PULSE) — <http://j-pulse.umin.jp/>

# あなたの勇気がいのちを救う



## 心臓マッサージとAEDを知ろう！

目の前で人が倒れたら、あなたなら何をしますか？

その人を助けるのは、あなたの勇気です



## 「心臓突然死って何？」

心臓病による死亡の多くは、病院の外で突然おこります。その方を救うためには、そばに居合わせた方の協力が不可欠なのです。




## 「何をしたらいい？」

目の前で人が倒れたら勇気を出して、声を掛けて下さい。もし意識がなければ、近くの人に119番通報とAEDを持ってくるように頼みます。正常な息がなければ心臓が止まっているので直ちに心臓マッサージを始めて下さい。そしてAEDが到着次第、使して下さい。



## 「AEDって何？」

心臓突然死の多くは「心室細動」という心臓病が原因です。これを治すために心臓に電気ショックを与える器械のことをAED(自動体外式除細動器)と言います。AEDは、自動的に電気ショックが必要であるか否かを判断してくれます。電気ショックが1分遅れると救命率が10%低下すると言われており(右図)、少しでも早くAEDを使用する必要があります。



## 「AEDって誰が使うの？」

それはあなたかもしれません。早く電気ショックを行うために、突然倒れた方のそばにいる人が使用する必要があります。




## 「心臓マッサージとAED」

AEDの効果を十分に発揮するために、AEDをつけるまでの間、必ず心臓マッサージも行なって下さい。

# 誰でもできるAEDを用いた蘇生処置の方法



1. 意識がない！  
119番に通報しAEDを要請
2. 正常な息がなければすぐに心臓マッサージを開始



人工呼吸ができる場合は心臓マッサージと人工呼吸の比率を30対2で行っても構いません

3. AEDが到着すれば直ちに使用

AEDの操作は裏面をご参照下さい